

# おしりの痛さ軽減 お風呂の事故予防

正座入浴や膝を  
つく動作に最高！



前ずり防止で  
湯船の中の  
座位も安定！

体圧分散  
入浴補助用具



浴そう



専用カバー付


ぶとん™

湯船の中で使用します。

特許申請中

※商品名の「座」は当社系列のデイスサービス利用者が習字作業によって書いたものを採用しています。

ストレスのない入浴ライフ！



入浴時の痛さ軽減！



おぼれ等の事故予防！

## 身体的メリット

### お尻が痛くない

素材に弾力があり、滑らかでお尻にフィットします。

### 背中が痛くない

円背の方の背クッションにも対応します。

### お風呂の事故予防

裏地の滑り止め効果で、前ずりや事故を防ぎます。

### 膝が痛くない

膝を立てた立ち座り動作も痛みが軽減されます。

### お尻の移動が楽

座ぶとんを少し持ち上げれば移動が簡単にできます。

### お尻のツボ

坐骨点など入浴中の刺激が、腰痛等に効果的です。(個人差があります)

## 構造的特徴

### 座面の弾力性

衝撃の緩和と座面の窪みによってお尻のフィット感が抜群です。

### ピタッと密着

裏の滑り止め素材で足の踏み入れ時にも滑りにくくなっています。

### 制菌加工

ブレスエアの制菌効果は、カビの増殖を抑制します。

### 湯ぶねに沈む

座ぶとんは水より比重が重いので自重で沈みます。

### 水切れが素早い

素材は水分を吸収せず、湯船から上げるだけで95%以上水分カット。

### カバーの付替え

別売りカバーは多人数使用のマイカバーとして清潔を保ちます。

## 効果的な事例

### 病院セラピストから

脊柱疾患・腰椎疾患等、正座して入浴する場合に使用しています。

### 訪問看護サービスから

頸椎疾患等で、着座時の衝撃緩和に導入しています。

### 訪問入浴サービスから

入浴ネットによるお尻や背中の痛み軽減に導入しています。

### 福祉用具専門員から

浴槽椅子とは違い、湯船に肩まで入ることができます。

## 使用者の声

- お尻が痛くて横座りして入っていましたが、この商品のおかげでリラックスして入浴しています。
- 入浴動作に膝をついて立ち座りしますがこの商品のおかげで楽になります。
- 浴槽で座る時に尻もちをつく状態になりますが、これで安心です。
- 浴槽から持ち上げる時の水はけの良さには驚きました。
- 私は一般健常者ですが、お尻がソフトタッチで一度使うと止められません。
- 浴槽への出入りが楽になりました。


骨の出っ張りや尻もちをつく動作でお尻や背中が



膝をつきながら入浴する動作で膝が



浴槽へ足を踏み入れたり、浴槽から出る際に踏ん張る動作で



安心～

気持ちいい～  
痛さ軽減でリラックス入浴!



疾患によっては正座入浴にも効果抜群!



滑りそう!

クッション素材は、高い性能を持つ三次元スプリング構造体ブレスエア®を使用

クッション性

安全性

通気性

抗菌性能

浸水性

耐久性

カバーは本体四隅の角に引っ掛けて使用します。

座る表面はお尻の形状に窪んでいます

裏地の滑り止めシート



制菌加工  
(菌類上の繁殖の増殖を抑制します)  
※認定機関の付与  
一般社団法人福祉評価技術協議会  
認定: 福祉用具(フェイアール)  
認定製品: ブレスエア®

お問い合わせ (有) ふれあいサポート

滋賀県長浜市口分田町 528-21  
TEL : 0749-64-1114 FAX : 0749-64-2229  
E-mail : fureai@jupiter.ocn.ne.jp  
URL : http://www.fureai-s.jp



TAISコード	01292-000003
サイズ	40cm×40cm高さ約5cm
定価	12,000円(税別)
品質	クッション素材: ポリエーテル・エステル系 滑り止め: カバー: 塩化ビニール ヘム: ナイロン カバー止め具: シリコンコーティングメッシュ

\*ご使用にあたっては、商品に添付する注意事項をご確認の上で使用して下さい。